



# 产品目录

- 实验室耗材
- 实验室仪器
- 定制化服务

苏州亚通生物医疗科技有限公司  
Suzhou Acumen Biomedical Technology Co., Ltd.

🏢 苏州市工业园区霞盛路25号  
☎ 400-6988-218  
✉ info@acumenbio.cn  
🌐 www.acumenbio.cn



扫二维码关注公众号





## 关于亚通

COMPANY INTRODUCTION

亚通生物 (Acumen Biomedical) 是集研发、生产、销售高端实验室耗材于一体的研发生产型企业，致力于提供优质的产品和高效的服务，帮助客户推进实验进展，为客户创造更多价值。

我们拥有 10 万级的 GMP 洁净车间、30000 平米的生产场地、严格的质控管理体系和业内领先的生产设备，确保能够及时和持续地为客户提供符合要求的产品，成为值得客户信赖的合作伙伴。

目前我们的产品已被体外诊断、基因测序、生物制药、食品安全、疫苗生产等多个领域的客户所应用，客户网络从研究机构到大型研发制造企业，从检测机构到各级医院，从国内到国外。

此外，亚通生物不仅是实验室耗材的生产商，也是定制化产品服务的供应商，我们可根据客户需求，提供定制化产品和 OEM 服务，更多信息请访问公司网站：[www.acumenbio.cn](http://www.acumenbio.cn)



## 产品优势

PRODUCT ADVANTAGES



30,000 平米的生产场地



10万级的洁净车间



专业的研发团队



严格的质量控制



先进的生产设备




熟练的技术人员



完善的资质认证



高效的客户服务



**优质可靠实验室耗材 · 助您实验一臂之力**

High Quality and Reliable Lab Consumables to Advance Experimental Development

## 目录

### 实验室耗材 01

液体处理系列	
• 自动化吸头 .....	01
• 移液器吸头 .....	11
• 96孔微孔板 .....	15
• 磁棒套 .....	16
• 离心管 .....	17
• 血清移液管 .....	18
冷冻保存系列	
• 保存管 .....	19
• 冻存管 .....	20
分子检测系列	
• PCR管 .....	21
• 封板膜 .....	22
• PCR板 .....	22

### 实验室仪器 23


• 全自动封板机 .....	23
• 迷你水平离心机 .....	24
• 高速漩涡振荡器 .....	24

### 定制化服务 25

• 自动化吸头 .....	25
• 微孔板 .....	25
• 磁棒套 .....	25
• 微流控芯片 .....	25
• 体外诊断卡壳 .....	25

## ◎ 自动化吸头

- 高纯度的聚丙烯 (PP) 材质, 确保加样过程没有添加剂析出, 污染样品
- 良好的垂直度和气密性, 可与移液设备紧密贴合, 保证密闭性
- 光洁度好, 降低样品残留, 确保移液准确度
- 批次间差异小, 确保实验数据稳定性
- 无DNA酶、RNA酶、无热源、可辐照灭菌



## ◎ 自动化吸头 (适配Tecan机型)

### ※ 产品描述

规格: 50μl, 200μl, 1000μl

种类: 透明吸头、透明滤芯吸头、导电吸头、导电滤芯吸头、透明大口径吸头、导电大口径吸头、导电大口径滤芯吸头

适配机型: EVO



### ※ 产品信息

产品规格	产品货号	产品名称	包装形式	包装规格
50μl	ACAT050-T-P2	50μl导电吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAF050-T-P2	50μl导电滤芯吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAT050-T-P5	50μl导电吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAF050-T-P5	50μl导电滤芯吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAT050-T-TP-P2	50μl透明吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAF050-T-TP-P2	50μl透明滤芯吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAT050-T-TP-P5	50μl透明吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAF050-T-TP-P5	50μl透明滤芯吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAT050-T-B	50μl导电吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 12条/箱
	ACAF050-T-B	50μl导电滤芯吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 12条/箱
	ACAT050-T-TP-B	50μl透明吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 12条/箱
	ACAF050-T-TP-B	50μl透明滤芯吸头	五连盒	96支/盒, 5盒/条, 12条/箱
200μl	ACAT200-T-P2	200μl导电吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAF200-T-P2	200μl导电滤芯吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAT200-T-P5	200μl导电吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAF200-T-P5	200μl导电滤芯吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAT200-T-TP-P2	200μl透明吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAF200-T-TP-P2	200μl透明滤芯吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAT200-T-TP-P5	200μl透明吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAF200-T-TP-P5	200μl透明滤芯吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAT200-T-B	200μl导电吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 12条/箱
	ACAF200-T-B	200μl导电滤芯吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 12条/箱
	ACAT200-T-TP-B	200μl透明吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 12条/箱
	ACAF200-T-TP-B	200μl透明滤芯吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 12条/箱
1000μl	ACAT200-M-P	200μl透明滤芯吸头 (Tecan MCA 特殊款)	盒装	96支/盒, 10盒/中盒, 5中盒/箱
	ACAT200-M-P-4	200μl透明吸头 (Tecan MCA特殊款)	叠盒	384支/叠盒, 24叠盒/箱
	ACAT1000-T-P2	1000μl导电吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAF1000-T-P2	1000μl导电滤芯吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAT1000-T-P5	1000μl导电吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAF1000-T-P5	1000μl导电滤芯吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAT1000-T-TP-P2	1000μl透明吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAF1000-T-TP-P2	1000μl透明滤芯吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAT1000-T-TP-P5	1000μl透明吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAF1000-T-TP-P5	1000μl透明滤芯吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAT1000-T-W-P2	1000μl导电大口径吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAF1000-T-W-P2	1000μl导电大口径滤芯吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
ACAT1000-T-TP-W-P2	1000μl透明大口径吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱	
ACAF1000-T-TP-W-P2	1000μl透明大口径滤芯吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱	
ACAT1000-T-B	1000μl导电吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 8条/箱	
ACAF1000-T-B	1000μl导电滤芯吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 8条/箱	
ACAT1000-T-TP-B	1000μl透明吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 8条/箱	
ACAF1000-T-TP-B	1000μl透明滤芯吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 8条/箱	
ACAT1000-T-W-B	1000μl导电大口径吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 8条/箱	
ACAF1000-T-W-B	1000μl导电大口径滤芯吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 8条/箱	
ACAT1000-T-TP-W-B	1000μl透明大口径吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 8条/箱	
ACAF1000-T-TP-W-B	1000μl透明大口径滤芯吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 8条/箱	

\* 以上产品均未灭菌, 如需灭菌, 请与当地经销商或销售代表联系。


## ◎ 自动化吸头 (适配Hamilton机型)

### ※ 产品描述

规格: 50μl, 300μl, 300μl加长, 1000μl

种类: 透明吸头、透明滤芯吸头、导电吸头、导电滤芯吸头、导电加长吸头、导电加长带滤芯吸头、导电大口径吸头、透明大口径滤芯吸头、导电大口径滤芯吸头

适配机型: STAR, NIMBUS



### ※ 产品信息

产品规格	产品货号	产品名称	包装形式	包装规格
50μl	ACAT050-H-P2	50μl导电吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAF050-H-P2	50μl导电滤芯吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAT050-H-P5	50μl导电吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAF050-H-P5	50μl导电滤芯吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAT050-H-TP-P2	50μl透明吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAF050-H-TP-P2	50μl透明滤芯吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAT050-H-TP-P5	50μl透明吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAF050-H-TP-P5	50μl透明滤芯吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAT050-H-B	50μl导电吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 12条/箱
	ACAF050-H-B	50μl导电滤芯吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 12条/箱
	ACAT050-H-TP-B	50μl透明吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 12条/箱
	ACAF050-H-TP-B	50μl透明滤芯吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 12条/箱
300μl	ACAT300-H-P2	300μl导电吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAF300-H-P2	300μl导电滤芯吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAT300-H-P5	300μl导电吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAF300-H-P5	300μl导电滤芯吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAT300-H-TP-P2	300μl透明吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAF300-H-TP-P2	300μl透明滤芯吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAT300-H-TP-P5	300μl透明吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAF300-H-TP-P5	300μl透明滤芯吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAT300-H-W-P2	300μl导电大口径吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAF300-H-W-P2	300μl导电大口径滤芯吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAT300-H-TP-W-P2	300μl透明大口径吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAF300-H-TP-W-P2	300μl透明大口径滤芯吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAT300-H-B	300μl导电吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 12条/箱
	ACAF300-H-B	300μl导电滤芯吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 12条/箱
	ACAT300-H-TP-B	300μl透明吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 12条/箱
	ACAF300-H-TP-B	300μl透明滤芯吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 12条/箱
	ACAT300-H-W-B	300μl导电大口径吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 12条/箱
	ACAF300-H-W-B	300μl导电大口径滤芯吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 12条/箱
ACAT300-H-TP-W-B	300μl透明大口径吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 12条/箱	
ACAF300-H-TP-W-B	300μl透明大口径滤芯吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 12条/箱	
300μl加长	ACAT300-H-L-P2	300μl导电加长吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAF300-H-L-P2	300μl导电加长滤芯吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAT300-H-L-P5	300μl导电加长吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAF300-H-L-P5	300μl导电加长滤芯吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAT300-H-L-B	300μl导电加长吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 8条/箱
	ACAF300-H-L-B	300μl导电加长滤芯吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 8条/箱
1000μl	ACAT1000-H-P2	1000μl导电吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAF1000-H-P2	1000μl导电滤芯吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAT1000-H-P5	1000μl导电吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAF1000-H-P5	1000μl导电滤芯吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAT1000-H-TP-P2	1000μl透明吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAF1000-H-TP-P2	1000μl透明滤芯吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAT1000-H-TP-P5	1000μl透明吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAF1000-H-TP-P5	1000μl透明滤芯吸头	盒装	96支/盒, 50盒/箱
	ACAT1000-H-W-P2	1000μl导电大口径吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAF1000-H-W-P2	1000μl导电大口径滤芯吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAT1000-H-TP-W-P2	1000μl透明大口径吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAF1000-H-TP-W-P2	1000μl透明大口径滤芯吸头	盒装	96支/盒, 24盒/箱
	ACAT1000-H-B	1000μl导电吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 8条/箱
	ACAF1000-H-B	1000μl导电滤芯吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 8条/箱
	ACAT1000-H-TP-B	1000μl透明吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 8条/箱
	ACAF1000-H-TP-B	1000μl透明滤芯吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 8条/箱
	ACAT1000-H-W-B	1000μl导电大口径吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 8条/箱
	ACAF1000-H-W-B	1000μl导电大口径滤芯吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 8条/箱
ACAT1000-H-TP-W-B	1000μl透明大口径吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 8条/箱	
ACAF1000-H-TP-W-B	1000μl透明大口径滤芯吸头	五联盒	96支/盒, 5盒/条, 8条/箱	

\* 以上产品均未灭菌, 如需灭菌, 请与当地经销商或销售代表联系。

## ◎ 自动化吸头 (适配Agilent机型)

### ※ 产品描述

规格: 30 $\mu$ l, 50 $\mu$ l, 70 $\mu$ l, 250 $\mu$ l

种类: 透明吸头、透明滤芯吸头

适配机型: BRAVO



### ※ 产品信息

产品规格	产品货号	产品名称	包装形式	包装规格
30 $\mu$ l	ACAT030-A-P	30 $\mu$ l透明吸头	盒装	384支/盒,10盒/中盒, 5中盒/箱
	ACAF030-A-P	30 $\mu$ l透明滤芯吸头	盒装	384支/盒,10盒/中盒, 5中盒/箱
50 $\mu$ l	ACAT050-A-P	50 $\mu$ l透明吸头	盒装	384支/盒,10盒/中盒, 5中盒/箱
	ACAF050-A-P	50 $\mu$ l透明滤芯吸头	盒装	384支/盒,10盒/中盒, 5中盒/箱
70 $\mu$ l	ACAT070-A-P	70 $\mu$ l透明吸头	盒装	384支/盒,10盒/中盒, 5中盒/箱
	ACAF070-A-P	70 $\mu$ l透明滤芯吸头	盒装	384支/盒,10盒/中盒, 5中盒/箱
250 $\mu$ l	ACAT250-A-P	250 $\mu$ l透明吸头	盒装	96支/盒,10盒/中盒, 5中盒/箱
	ACAF250-A-P	250 $\mu$ l透明滤芯吸头	盒装	96支/盒,10盒/中盒, 5中盒/箱

\* 以上产品均未灭菌,如需灭菌,请与当地经销商或销售代表联系。


## ◎ 自动化吸头 (适配Beckman机型)

### ※ 产品描述

规格: 50 $\mu$ l, 250 $\mu$ l, 1025 $\mu$ l

种类: 透明吸头、透明滤芯吸头

适配机型: I5/I7, FX/NX/3000/4000



### ※ 产品信息

产品规格	产品货号	产品名称	包装形式	包装规格
50 $\mu$ l	ACAT050-B-P	50 $\mu$ l透明吸头	盒装	96支/盒,10盒/中盒, 5中盒/箱
	ACAF050-B-P	50 $\mu$ l透明滤芯吸头	盒装	96支/盒,10盒/中盒, 5中盒/箱
250 $\mu$ l	ACAT250-B-P	250 $\mu$ l透明吸头	盒装	96支/盒,10盒/中盒, 5中盒/箱
	ACAF250-B-P	250 $\mu$ l透明滤芯吸头	盒装	96支/盒,10盒/中盒, 5中盒/箱
1025 $\mu$ l	ACAT1025-B-P	1025 $\mu$ l透明吸头	盒装	96支/盒,5盒/中盒, 6中盒/箱
	ACAF1025-B-P	1025 $\mu$ l透明滤芯吸头	盒装	96支/盒,5盒/中盒, 6中盒/箱

\* 以上产品均未灭菌,如需灭菌,请与当地经销商或销售代表联系。

## ◎ 自动化吸头 (适配PerkineElmer机型)

### ※ 产品描述

规格: 25µl, 30µl, 50µl, 175µl, 235µl, 1000µl

种类: 透明滤芯吸头

适配机型: SCICLONE, JANUS



### ※ 产品信息

产品规格	产品货号	产品名称	包装形式	包装规格
25µl	ACAT25-P-TP-P	25µl透明吸头	盒装	96支/盒,50盒/箱
	ACAF25-P-TP-P	25µl透明滤芯吸头	盒装	96支/盒,50盒/箱
	ACAT25-P-P	25µl导电吸头	盒装	96支/盒,50盒/箱
30µl	ACAF25-P-P	25µl导电滤芯吸头	盒装	96支/盒,50盒/箱
	ACAT30-P-TP-P	30µl透明吸头	盒装	384支/盒, 50盒/箱
50µl	ACAF30-P-TP-P	30µl透明滤芯吸头	盒装	384支/盒, 50盒/箱
	ACAT50-P-TP-P	50µl透明吸头	盒装	96支/盒,50盒/箱
175µl	ACAF50-P-TP-P	50µl透明滤芯吸头	盒装	96支/盒,50盒/箱
	ACAT175-P-TP-P	175µl透明吸头	盒装	96支/盒,50盒/箱
	ACAF175-P-TP-P	175µl透明滤芯吸头	盒装	96支/盒,50盒/箱
235µl	ACAT175-P-P	175µl导电吸头	盒装	96支/盒,50盒/箱
	ACAF175-P-P	175µl导电滤芯吸头	盒装	96支/盒,50盒/箱
	ACAT235-P-TP-P	235µl透明吸头	盒装	96支/盒,50盒/箱
1000µl	ACAF235-P-TP-P	235µl透明滤芯吸头	盒装	96支/盒,50盒/箱
	ACAT1000-P-TP-P	1000µl透明吸头	盒装	96支/盒,50盒/箱
	ACAF1000-P-TP-P	1000µl透明滤芯吸头	盒装	96支/盒,50盒/箱
	ACAT1000-P-P	1000µl导电吸头	盒装	96支/盒,50盒/箱
	ACAF1000-P-P	1000µl导电滤芯吸头	盒装	96支/盒,50盒/箱

\* 以上产品均未灭菌,如需灭菌,请与当地经销商或销售代表联系。

## ◎ 自动化吸头 (适配Integra机型)

### ※ 产品描述

规格: 12.5µl、125µl、300µl、1250µl

种类: 透明吸头、透明滤芯吸头

适配机型: 适配Integra现有机型及移液枪



### ※ 产品信息

产品规格	产品货号	产品名称	包装规格
12.5µl	ACAF12.5-IN-TP-P	12.5µl滤芯透明吸头	384支/盒, 10盒/中盒, 5中盒/箱, 19200支/箱
	ACAT12.5-IN-TP-P	12.5µl透明吸头	384支/盒, 10盒/中盒, 5中盒/箱, 19200支/箱
125µl	ACAF125-IN-TP-P	125µl滤芯透明吸头	384支/盒, 10盒/中盒, 5中盒/箱, 19200支/箱
	ACAT125-IN-TP-P	125µl透明吸头	384支/盒, 10盒/中盒, 5中盒/箱, 19200支/箱
300µl	ACAF300-IN-TP-P	300µl透明滤芯吸头	96支/盒, 10盒/中盒, 5中盒/箱, 4800支/箱
	ACAT300-IN-TP-P	300µl透明吸头	96支/盒, 10盒/中盒, 5中盒/箱, 4800支/箱
1250µl	ACAF1250-IN-TP-P	1250µl透明滤芯吸头	96支/盒, 10盒/中盒, 5中盒/箱, 4800支/箱
	ACAT1250-IN-TP-P	1250µl透明吸头	96支/盒, 10盒/中盒, 5中盒/箱, 4800支/箱


## ◎ 自动化吸头 (适配Xantus机型)

### ※ 产品描述

规格: 1000µl

种类: 透明吸头、透明滤芯吸头

适配机型: Xantus



### ※ 产品信息

产品货号	产品名称	包装规格
ACAF1000-S-TP-P	1000µl 透明滤芯吸头, 盒装, 灭菌	96支/盒, 9盒/层, 5层/箱, 4320支/箱
ACAT1000-S-TP-P	1000µl 透明吸头, 盒装, 灭菌	96支/盒, 9盒/层, 5层/箱, 4320支/箱

\* 以上产品均未灭菌,如需灭菌,请与当地经销商或销售代表联系。



## ◎ 移液器吸头

- 高纯度聚丙烯材质, 不含任何添加剂, 确保加样过程没有金属离子析出, 污染样品, 影响实验
- 无DNA酶、无RNA酶、无热源
- 兼容性好, 适用于多种移液器



### ※ 产品信息

#### • 无滤芯吸头

	产品货号	产品名称	包装规格
袋装	ACPT10-B	10μl透明吸头	1000个/袋,20袋/箱
	ACPT20-B	20μl透明吸头	1000个/袋,20袋/箱
	ACPT100-B	100μl透明吸头	1000个/袋,20袋/箱
	ACPT200-B	200μl黄色吸头	1000个/袋,20袋/箱
	ACPT300-B	300μl透明吸头	1000个/袋,20袋/箱
	ACPT1000-B	1000μl透明吸头	1000个/袋,5袋/箱
盒装	ACPT10-P	10μl透明吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACPT20-P	20μl透明吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACPT100-P	100μl透明吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACPT200-P	200μl透明吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACPT300-P	300μl透明吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACPT1000-P	1000μl透明吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱

\* 以上产品均未灭菌, 如需灭菌, 请与当地经销商或销售代表联系。

#### • 滤芯吸头

采用优质滤芯, 疏水性高, 可对气溶胶形成一道坚固的屏障, 阻止气溶胶和液体污染, 防止样品污染吸头, 适用于病毒检测实验和对污染敏感度高的实验

	产品货号	产品名称	包装规格
袋装	ACFT10-B	10μl透明滤芯吸头	1000个/袋,20袋/箱
	ACFT20-B	20μl透明滤芯吸头	1000个/袋,20袋/箱
	ACFT100-B	100μl透明滤芯吸头	1000个/袋,20袋/箱
	ACFT200-B	200μl黄色滤芯吸头	1000个/袋,20袋/箱
	ACFT300-B	300μl透明滤芯吸头	1000个/袋,20袋/箱
	ACFT1000-B	1000μl透明滤芯吸头	1000个/袋,5袋/箱
盒装	ACFT10-P	10μl透明滤芯吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACFT20-P	20μl透明滤芯吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACFT100-P	100μl透明滤芯吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACFT200-P	200μl透明滤芯吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACFT300-P	300μl透明滤芯吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACFT1000-P	1000μl透明滤芯吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱

\* 以上产品均未灭菌, 如需灭菌, 请与当地经销商或销售代表联系。

## • 加长吸头

使用加长吸头可有效降吸头与管壁的触碰,进而避免交叉污染,同时也可以减少加样时因液柱上冲造成移液器锥头被污染的风险

	产品货号	产品名称	包装规格
袋装	ACPT10-L-B	10μl透明加长吸头	1000 个/袋,20袋/箱
	ACFT10-L-B	10μl透明滤芯加长吸头	1000 个/袋,10袋/箱
	ACPT10-C-B	10μl透明特长吸头	1000 个/袋,20袋/箱
	ACFT10-C-B	10μl透明滤芯特长吸头	1000 个/袋,10袋/箱
	ACPT200-L-B	200μl透明加长吸头	1000 个/袋,20袋/箱
	ACFT200-L-B	200μl透明滤芯加长吸头	1000 个/袋,10袋/箱
	ACPT300-L-B	300μl透明加长吸头	1000 个/袋,20袋/箱
	ACFT300-L-B	300μl透明滤芯加长吸头	1000 个/袋,10袋/箱
	ACPT1000-L-B	1000μl透明加长吸头	1000 个/袋,20袋/箱
	ACFT1000-L-B	1000μl透明滤芯加长吸头	1000 个/袋,10袋/箱
盒装	ACPT10-L-P	10μl透明加长吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACFT10-L-P	10μl透明加长滤芯吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACPT10-C-P	10μl透明特长吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACFT10-C-P	10μl透明滤芯特长吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACPT200-L-P	200μl透明加长吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACFT200-L-P	200μl透明滤芯加长吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACPT300-L-P	300μl透明加长吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACFT300-L-P	300μl透明滤芯加长吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACPT1000-L-P	1000μl透明加长吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACFT1000-L-P	1000μl透明滤芯加长吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱

\* 以上产品均未灭菌,如需灭菌,请与当地经销商或销售代表联系。

## • 低吸附吸头

选用低吸附材质,表面高度光滑,有效防止样品挂壁,提供移液精准度


	产品货号	产品名称	包装规格
袋装	ACPT10-B-LB	10μl透明低吸附吸头	1000 个/袋,20袋/箱
	ACFT10-B-LB	10μl透明低吸附滤芯吸头	1000 个/袋,10袋/箱
	ACPT10-L-B-LB	10μl透明低吸附加长吸头	1000 个/袋,20袋/箱
	ACFT10-L-B-LB	10μl透明低吸附滤芯加长吸头	1000 个/袋,10袋/箱
	ACPT20-B-LB	20μl透明低吸附吸头	1000 个/袋,20袋/箱
	ACFT20-B-LB	20μl透明低吸附滤芯附吸头	1000 个/袋,10袋/箱
	ACPT100-B-LB	100μl透明低吸附吸头	1000 个/袋,20袋/箱
	ACFT100-B-LB	100μl透明低吸附滤芯吸头	1000 个/袋,10袋/箱
	ACPT200-B-LB	200μl低吸附黄色吸头	1000 个/袋,20袋/箱
	ACFT200-B-LB	200μl低吸附滤芯黄色吸头	1000 个/袋,10袋/箱
盒装	ACPT200-L-B-LB	200μl透明低吸附加长吸头	1000 个/袋,20袋/箱
	ACFT200-L-B-LB	200μl透明低吸附加长滤芯吸头	1000 个/袋,10袋/箱
	ACPT300-B-LB	300μl透明低吸附吸头	1000 个/袋,20袋/箱
	ACFT300-B-LB	300μl透明低吸附滤芯吸头	1000 个/袋,10袋/箱
	ACPT300-L-B-LB	300μl透明低吸附加长吸头	1000 个/袋,20袋/箱
	ACFT300-L-B-LB	300μl透明低吸附滤芯加长吸头	1000 个/袋,10袋/箱
	ACPT1000-B-LB	1000μl透明低吸附吸头	1000 个/袋,20袋/箱
	ACFT1000-B-LB	1000μl透明低吸附滤芯吸头	1000 个/袋,10袋/箱
	ACPT1000-L-B-LB	1000μl透明低吸附加长吸头	1000 个/袋,20袋/箱
	ACFT1000-L-B-LB	1000μl透明低吸附加长滤芯吸头	1000 个/袋,10袋/箱
盒装	ACPT10-P-LB	10μl透明低吸附吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACFT10-P-LB	10μl透明低吸附滤芯吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACPT10-L-P-LB	10μl透明低吸附加长吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACFT10-L-P-LB	10μl透明低吸附滤芯加长吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACPT20-P-LB	20μl透明低吸附吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACFT20-P-LB	20μl透明低吸附滤芯附吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACPT100-P-LB	100μl透明低吸附吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACFT100-P-LB	100μl透明低吸附滤芯吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACPT200-P-LB	200μl低吸附黄色吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACFT200-P-LB	200μl低吸附滤芯黄色吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
盒装	ACPT200-L-P-LB	200μl透明低吸附加长吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACFT200-L-P-LB	200μl透明低吸附加长滤芯吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACPT300-P-LB	300μl透明低吸附吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACFT300-P-LB	300μl透明低吸附滤芯吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACPT300-L-P-LB	300μl透明低吸附加长吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACFT300-L-P-LB	300μl透明低吸附滤芯加长吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACPT1000-P-LB	1000μl透明低吸附吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACFT1000-P-LB	1000μl透明低吸附滤芯吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACPT1000-L-P-LB	1000μl透明低吸附加长吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱
	ACFT1000-L-P-LB	1000μl透明低吸附加长滤芯吸头	96个/盒,10盒/中盒,5中盒/箱

\* 以上产品均未灭菌,如需灭菌,请与当地经销商或销售代表联系。

## ◎ 96孔微孔板

### ※ 产品描述

- 医疗级聚丙烯(PP) 材质, 化学兼容性和温度耐受性好, 可高温高压灭菌
- 孔内镜面抛光设计, 减少样品残留
- 板面平整, 确保热封膜的密闭性
- 无DNA酶、无RNA酶、无热源, 适用于核酸、菌株、蛋白质、病理等样本的储存和分装, 也可用于高通量样本的处理以及自动化仪器的进样操作



### ※ 产品信息


总体积	产品货号	孔型	孔底	包装规格
0.5 ml	ACDP05-SV-9	方孔	V底	10/个袋, 50个/箱
1.2 ml	ACDP12-SU-9	方孔	U底	5个/袋, 50个/箱
1.3 ml	ACDP13-RU-9	圆孔	U底	5个/袋, 50个/箱
1.6 ml	ACDP16-SU-9	方孔	U底	8个/袋, 96个/箱
2.0 ml	ACDP20-RU-9	圆孔	U底	5个/袋, 50个/箱
2.2 ml	ACDP22-SU-9	方孔	U底	5个/袋, 50个/箱
2.2 ml	ACSDP-V-9	方孔	V底	5个/袋, 50个/箱
2.2 ml	ACDP22-SU-9- NS	方孔	U底 (工字板)	5个/袋, 50个/箱

\* 以上产品均未灭菌, 如需灭菌, 请与当地经销商或销售代表联系。

## ◎ 磁棒套

### ※ 产品描述

- 医疗级聚丙烯(PP)材质, 良好的化学抗性, 保护磁棒不易受损
- 对生物分子吸附性低
- 无RNA酶、无DNA酶、无基因组DNA, 无热源
- 兼容于市面上主流的磁珠法核酸提取仪



### ※ 产品信息

产品货号	产品名称	包装规格
ACCM-TC-24	24孔磁棒套	40个/箱
ACCM-TC-96	96孔磁棒套(适配kingfisher)	2个/袋, 10袋/层, 5层/箱, 100个/箱
ACCM-HD-96	96孔磁棒套(适配华大核酸提取仪)	2个/小袋, 5小袋/大袋, 10大袋/层, 100个/箱
ACCM-BR-96	96孔磁棒套(适配博日核酸提取仪)	2个/袋, 100个/箱
ACCM-GZ-08	八联磁棒套(适配赛百纯核酸提取仪)	2个/袋, 120/中盒, 480个/箱
ACCM-TL-08	八联磁棒套(适配天隆核酸提取仪)	2个/袋, 120/中盒, 480个/箱
ACCM-AS-08	八联磁棒套(适配奥盛核酸提取仪)	2个/袋, 120/中盒, 480个/箱
ACCM-SS-08	八联磁棒套(适配硕世核酸提取仪)	2个/袋, 120/中盒, 480个/箱
ACCM-ZY-08	八联磁棒套(适配中元核酸提取仪)	2个/袋, 120/中盒, 480个/箱
ACCM-TL-01	单管磁棒套(适配天隆核酸提取仪)	8个/条, 50条/盒, 9盒/箱

\* 以上产品均未灭菌, 如需灭菌, 请与当地经销商或销售代表联系。

## ◎ 离心管

### 卡扣式微量离心管

#### ※ 产品描述

- 聚丙烯(PP)材质,耐高温,化学抗性好
- 无DNA酶、无RNA酶、无热源,适用于核酸、菌株、蛋白、病理等样本的分装和储存



#### ※ 产品信息

产品货号	产品名称	包装规格
ACCT050-TP	0.5ml微量离心管 (袋装, 无酶)	500管/袋, 10袋/箱
ACCT150-TP	1.5ml微量离心管 (袋装, 无酶)	500管/袋, 10袋/箱
ACCT200-TP	2.0ml微量离心管 (袋装, 无酶)	500管/袋, 10袋/箱

### 管盖式离心管

#### ※ 产品描述

- 特有螺纹设计,保证密闭性,防止漏液
- 管体容量刻度线清晰、准确



#### ※ 产品信息

产品货号	产品名称	包装规格
ACCT1500-TP	15ml离心管 (袋装, 无酶)	25支/袋, 20袋/箱
ACCT5000-TP	50ml离心管 (袋装, 无酶)	25支/袋, 20袋/箱

\* 以上产品均未灭菌,如需灭菌,请与当地经销商或销售代表联系。

## ◎ 血清移液管

#### ※ 产品描述


- 聚苯乙烯(PS)材质,透明度高
- 管体刻度清晰,便于容量读取
- 无DNA酶、无RNA酶、无热源
- 用于组织培养、临床、生物化学等实验的液体转移



#### ※ 产品信息

产品货号	产品名称	包装规格
ACSP-01	1ml移液管	50支/袋, 20袋/箱
ACSP-02	2ml移液管	50支/袋, 10袋/箱
ACSP-05	5ml移液管	50支/袋, 4袋/箱
ACSP-10	10ml移液管	50支/袋, 4袋/箱
ACSP-25	25ml移液管	25支/袋, 8袋/箱
ACSP-50	50ml移液管	25支/袋, 4袋/箱

\* 以上产品均未灭菌,如需灭菌,请与当地经销商或销售代表联系。



## ◎ 保存管

### ※ 产品描述

- 聚丙烯 (PP) 材质, 化学兼容性和温度耐受性好
- 独特的外螺旋帽盖设计, 保证密封性
- 底部可立设计, 便于样品立式放置
- 无DNA酶、无RNA酶、无热源
- 适用于血液、细胞, 核酸等生物样品的保存和运输
- 可根据客户需求, 提供多种不同颜色的管盖

\* 保存管标准管盖为红色, 如需其他颜色, 请在订单中备注, 或联系销售代表。

### ※ 产品信息

产品货号	产品名称	包装规格
ACSCT-2	2ml 保存管 (透明管盖)	5000个/箱
ACSCT-2-R	2ml 保存管 (红色管盖)	5000个/箱
ACSCT-2-B	2ml 保存管 (蓝色管盖)	5000个/箱
ACSCT-2-G	2ml 保存管 (绿色管盖)	5000个/箱
ACSCT-2-H	2ml 保存管 (黑色管盖)	5000个/箱
ACSCT-5	5ml 保存管 (红色管盖)	2500个/箱
ACSCT-10	10ml 保存管 (红色管盖)	2000个/箱
ACSCT-30	30ml 保存管 (红色管盖)	1000个/箱

\* 以上产品均未灭菌, 如需灭菌, 请与当地经销商或销售代表联系。

## ◎ PCR管

### ※ 产品描述

- 聚丙烯 (PP) 材质
- 密封性好, 减少样品蒸发
- 管壁超薄, 可快速实现PCR反应所需温度
- 无DNA酶、无RNA酶、无热源
- 适用于ABI、Biorad、Eppendorf、Roche等机型



### ※ 产品信息

产品货号	产品名称	包装规格
ACPC01-TP	0.1ml PCR管 (透明, 平盖)	500个/袋, 2袋/盒, 10盒/箱
ACPC01-W	0.1ml PCR管 (白色, 平盖)	500个/袋, 2袋/盒, 10盒/箱
ACPC02-TP	0.2ml PCR管 (透明, 平盖)	500个/袋, 2袋/盒, 10盒/箱
ACPC02-W	0.2ml PCR管 (白色, 平盖)	500个/袋, 2袋/盒, 10盒/箱
ACPC01-8-TP	0.1ml PCR8联管 (透明, 平盖)	125条/盒, 10盒/箱
ACPC01-8-W	0.1ml PCR8联管 (白色, 平盖)	125条/盒, 10盒/箱
ACPC02-8-TP	0.2ml PCR8联管 (透明, 平盖)	125条/盒, 10盒/箱
ACPC02-8-W	0.2ml PCR8联管 (白色, 平盖)	125条/盒, 10盒/箱

## ◎ PCR封板膜

### ※ 产品描述

- 由聚丙烯薄膜和硅基胶粘合而成的压敏膜
- 通过外加压力产生粘性, 不对实验样本产生反应, 对皮肤和手套无粘性
- 高透明、自发荧光小, 适用于qPCR等荧光实验




### ※ 产品信息

产品货号	产品名称	包装规格
ACPC-SF	压敏膜	100片/盒
ACPC-RF	透明热封膜	80mm*300m/卷
ACPC-LM-01	铝箔热封膜	80mm*100m/卷
ACPC-LM-03	铝箔热封膜	80mm*300m/卷
ACPC-LM-04	铝箔热封膜	80mm*400m/卷

## ◎ PCR板

### ※ 产品描述

- 聚丙烯 (PP) 材质和双材质两种材质原料
- 超薄管壁, 能够快速实现PCR反应所需温度
- 板面平整, 保证PCR板与封板膜的密封性
- 无DNA酶、无RNA酶、无热源、无外源DNA
- 适用于市面上的主流机型




### ※ 产品信息

产品货号	产品名称	包装规格
ACPC02-9-NS	0.2ml PCR板 (透明, 无裙边)	10块/包, 5包/箱
ACPC02-9-HS	0.2ml PCR板 (透明, 半裙边)	10块/包, 5包/箱
ACPC02-9-FS	0.2ml PCR板 (透明, 全裙边)	10块/包, 5包/箱
ACPC01-9-NS	0.1ml PCR板 (透明, 无裙边)	10块/包, 5包/箱
ACPC01-9-HS	0.1ml PCR板 (透明, 半裙边)	10块/包, 5包/箱
ACPC01-9-FS	0.1ml PCR板 (透明, 全裙边)	10块/包, 5包/箱
ACPC02-9-NS-W	0.2ml 96孔PCR板 (白色, 无裙边)	10块/包, 5包/箱
ACPC02-9-HS-W	0.2ml 96孔PCR板 (白色, 半裙边)	10块/包, 5包/箱
ACPC02-9-FS-W	0.2ml 96孔PCR板 (白色, 全裙边)	10块/包, 5包/箱
ACPC02-9-BR-W	0.2ml 96孔PCR板 (白框, 白管, 全裙边)	10块/包, 10包/箱
ACPC02-9-BR-WC	0.2ml 96孔PCR板 (白框, 透明管, 全裙边)	10块/包, 10包/箱
ACPC02-9-CX	0.2ml 96孔PCR板 (透明, 可拆卸式)	10块/包, 10包/箱
ACPC01-9-NS-W	0.1ml PCR板 (白色, 无裙边)	10块/包, 5包/箱
ACPC01-9-HS-W	0.1ml PCR板 (白色, 半裙边)	10块/包, 5包/箱
ACPC01-9-FS-W	0.1ml PCR板 (白色, 全裙边)	10块/包, 5包/箱
ACPC04-384-FS-C	40ul 384孔PCR板 (透明, 全裙边)	10块/包, 5包/箱
ACPC04-384-FS-W	40ul 384孔PCR板 (白色, 全裙边)	10块/包, 5包/箱
ACPC04-384-FS-WC	40ul 384孔PCR板 (白框, 透明管, 全裙边)	10块/包, 5包/箱
ACPC04-384-FS-BW	40ul 384孔PCR板 (黑框, 白管, 全裙边)	10块/包, 5包/箱
ACPC02-96-TP-HS-D	0.2ml 96孔双材质PCR板 (透明, 半裙边, 可拆卸)	10块/包, 5包/箱
ACPC04-384-TP-FS	40ul 384孔双材质PCR板 (透明, 全裙边)	10块/包, 5包/箱
ACPC04-384-TP-FS-B	40ul 384孔双材质PCR板 (白色, 全裙边)	10块/包, 5包/箱

## ◎ 全自动封板机

### ※ 产品描述

- 操作简单,性能可靠,彩色触摸屏,热膜循环时间15s
- 自带内部空气压缩机,可在独立使用,也可以与机器人连接,建立集成平台
- 带有自动加热元件,能够使温度快速提升,减少实验等待时间
- 具有待机功能,减少热能损耗
- 兼容性好:可兼容SBS和ANSI 标准的多种板和多种膜
- 封板高度可调:微孔板高度范围:3 mm-60 mm



### ※ 产品参数

- 重量: 25kg
- 尺寸(W×D×H)mm: 220x320x510
- 连接方式: RS-232串口
- 电压: 110/220v
- 热封温度: 120-200°C
- 热封时间: 1-10秒
- 最小功率: <20W

## ◎ 迷你水平离心机

### ※ 产品描述

- 体积小,重量轻,空间占用少
- 设计精美,低噪音
- 操作简单,电动和定时两种模式
- 可应用于各种规格的PCR板和酶标板

### ※ 产品参数

- 重量: 2.5kg
- 额定转速: 2500rpm/min
- 离心力: 496g
- 容量: 适合各种规格PCR板,酶标板
- 额定电压: AC200V50Hz
- 固定方式: 水平摆放
- 尺寸(W×D×H)mm: 180\*145\*120



## ◎ 高速漩涡震荡器


### ※ 产品描述

- 点动和连续两种工作模式,按键切换
- 多种夹具可供选择,操作简单
- 偏心平衡快设计,振幅达4.0cm,震荡效果好
- 金属机身,抗紫外线,抗腐蚀
- 应用于样品的快速混合

### ※ 产品参数

- 重量: 3.6kg
- 尺寸(W×D×H)mm: 180\*145\*120
- 马达输入功率: 45W
- 震荡方式: 圆周
- 最大负载: 1.0KG
- 马达输出功率: 20W
- 转速范围: 3000RPM
- 速度设置: 200~3000rpm
- 操作模式: 连续工作/点动
- 电源: 110V~240V
- 驱动: 直接驱动





## 定制化服务

亚通生物一直与客户保持深度合作，交付着符合市场需求的满意产品。我们凭借专业的知识和产品开发定制经验，充分了解客户需求，为客户提供定制化产品和 OEM 服务。

目前我们可以提供以下定制化产品：

- 自动化吸头
- 微孔板
- 磁棒套
- 微流控芯片
- 体外诊断卡壳

如您有产品定制需求，请到我们的官网 [www.acumenbio.cn](http://www.acumenbio.cn) 下载服务委托单，发送至 [info@acumenbio.cn](mailto:info@acumenbio.cn)，或联系当地销售代表或致电本公司，我们将有专业的技术人员及时与您联系，深入了解您的实验需求并进行技术评估，提供报价。

