

HP-GS10/HP-UGS20 光化学衍生系统

华元科仪·掌握核心技术!



优势

- 让黄曲霉毒素无处遁形
 - 兼容：适配进口国产所有品牌HPLC，多规格PEEK接口轻松连接
 - 安全：无需碘、溴等任何衍生试剂，全遮光人性化设计，美观且安全
 - 高效：最新型高端衍生灯+FEP高透光高耐压衍生管路，更小的衍生体积，更快更优异的峰形，更稳定高效的使用体验
 - 耐用：最新型高端衍生灯，耐用4000h以上
 - 质优且价廉：让利客户，高端配置又兼具高性价比，共赢共发展
- HP-UGS20 HP-GS10的升级版
 - 双灯+双衍生管路，真正的UPLC好搭档，同时兼容HPLC，一机两用，一台更比两台强
 - 高颜值人性化外观结构，LED触控显示屏幕，运行状态一目了然
 - 智能管理系统，可实现漏液报警、衍生灯使用时长记录、维护提示、定时开关机等辅助功能，高端实验室必备

华派科仪(青岛)仪器有限公司致力科学仪器的升级和创新,进而实现实验室等应用场景的智能化升级。华派科仪为打造客户满意度高、员工满意度高、社会贡献值高的中国百年企业而不断奋斗。

> 主要参数

主要参数	参数范围	
产品型号	HP-GS10	HP-UGS20
货号	H#101031	H#102031
衍生光源	衍生光源	双衍生光源
衍生波长	254nm	254nm+352nm (可自由搭配)
光源寿命	≥5000小时	≥5000小时
冷却方式	主动风冷	主动风冷
仪器尺寸	410mmL*50mmW*75mmH	410mmL*148mmW*148mmH
反应池最大压力	1500psi	1500psi
最大流速	5ml/min	1ml/min
反应池体积	1ml	反应池一: <0.5ml 反应池二: 1ml
反应器材质	改性FEP	改性FEP
输出功率	8W	8W*2
功能	无需试剂衍生黄曲霉毒素	无需试剂衍生黄曲霉毒素、真正适配UPLC,同时适配HPLC,一机两用

*HP-UGS20 智能控制面板,安全管理,双层防紫外泄露,寿命管理,可同时匹配液相和超高效液相。

三个七售后服务标准

退

7天无理由退货

换

70天无理由换货

保

700天免费保养

*最终解释权归华派科仪(青岛)仪器有限公司所有

青岛市城阳区荟城路506号博士后创新创业园5层
张经理: 13395321918

www.huapaikeyi.com
huapai@huapaikeyi.cn

